









GUIDE DE RÉFÉRENCE

Bausch + Lomb Canada

Janvier 2023

Produit	Modalité	Format	Paramètres	Courbure de base	Diamètre
LENTILLES POUR LA MYOPIE ET L'HYPERMÉTROPIE					
Bausch + Lomb ULTRA^{MD} 	Mensuel	Disponible en boîtes de 6	+6,00D à -6,00D (par étapes de 0,25D) -6,50D à -12,00D (par étapes de 0,50D)	Courbure de base équivalente à 8,5mm	14,2mm
Bausch + Lomb ULTRA^{MD} ONE DAY 	Quotidien	Disponible en boîtes de 30 et boîtes de 90	+6,00D à -6,00D (par étapes de 0,25D) -6,50D à -12,00D (par étapes de 0,50D)	Courbure de base équivalente à 8,6mm	14,2mm
Biotrue^{MD} ONeday 	Quotidien	Disponible en boîtes de 30 et boîtes de 90	+6,00D à -6,00D (par étapes de 0,25D) -6,50D à -12,00D (par étapes de 0,50D)	Courbure de base équivalente à 8,6mm	14,2mm
LENTILLES POUR PRESBYTIE					
Bausch + Lomb ULTRA^{MD} pour Presbytie 	Mensuel	Disponible en boîtes de 6	Sphères : +6,00 D à -10,00 D, échelons de 0,25 D (y compris pano) Additions : Faible : +0,75D à +1,50D Elevée : +1,75D à +2,50D	Courbure de base équivalente à 8,5mm	14,2mm
Biotrue^{MD} ONeday pour Presbytie 	Quotidien	Disponible en boîtes de 30 et boîtes de 90	Sphères : +6,00D à -9,00D (par étapes de 0,25D) Additions : Faible : +0,75D à +1,50D Elevée : +1,75D à +2,50D	Courbure de base équivalente à 8,6mm	14,2mm
LENTILLES POUR ASTIGMATISME					
Bausch + Lomb ULTRA^{MD} pour Astigmatisme 	Mensuel	Disponible en boîtes de 6	+6,00D à -6,00D (par étapes de 0,25D) -6,50D à -9,00D (par étapes de 0,50D) Puissances cylindriques : -0,75D, -1,25D, -1,75D, -2,25D, -2,75D Axe : 10° à 180° par intervalles de 10°	Courbure de base équivalente à 8,6mm	14,5mm
Biotrue^{MD} ONeday pour Astigmatisme 	Quotidien	Disponible en boîtes de 30 et boîtes de 90	PL à -6,00D (par étapes de 0,25D) Puissances cylindriques : -0,75D, -1,25D, -1,75D Axe : 10° à 180° par intervalles de 10° Puissances cylindriques : -2,25D Axe : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° Puissances cylindriques : -2,75D (par étapes de 0,50D) Axe : 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° <hr/> -6,50D à -9,00D (par étapes de 0,50D) Puissances cylindriques : -0,75D, -1,25D, -1,75D Axe : 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180° Puissances cylindriques : -2,25D Axe : 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° <hr/> +0,25D à +4,00D (par étapes de 0,25D) Puissances cylindriques : -0,75D, -1,25D, -1,75D Axe : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° Puissances cylindriques : -2,25D Axe : 10°, 20°, 80°, 90°, 100°, 160°, 170°, 180°	Courbure de base équivalente à 8,4mm	14,5mm
LENTILLES DE SPÉCIALITÉS					
Bausch + Lomb ULTRA^{MD} Multifocale pour Astigmatisme 	Mensuel	Disponible en boîtes de 6	+4,00D à -6,00D (par étapes de 0,25D) Puissances cylindriques : -0,75D, -1,25D, -1,75D Axe : 10° à 180° par intervalles de 10° Puissances cylindriques : -2,25D, -2,75D Axe : 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° Additions : Faible : +0,75D à +1,50D Elevée : +1,75D à +2,50D	Courbure de base équivalente à 8,6mm	14,5mm

Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle de Bausch + Lomb au 1 800 686-0002

GUIDE DE RÉFÉRENCE

Bausch + Lomb Canada

Janvier 2023

Produit	Modalité	Format	Paramètres	Courbure de base	Diamètre	
LENTILLES POUR LA MYOPIE ET L'HYPERMÉTROPIE						
PureVision^{MD} 2 HD		Mensuel	Disponible en boîtes de 6	+6,00D à -6,00D (par étapes de 0,25D) -6,50D à -12,00D (par étapes de 0,50D)	Courbure de base équivalente à 8,6mm	14,0mm
Les lentilles journalières jetables SofLens^{MD}		Quotidien	Disponible en boîtes de 30 et boîtes de 90	-0,25D à -6,50D (par étapes de 0,25D) -7,00D à -9,00D (par étapes de 0,50D) +0,25D à +6,50D (par étapes de 0,25D)	Courbure de base équivalente à 8,6mm	14,2mm
LENTILLES POUR PRESBYTIE						
PureVision^{MD} 2 pour Presbyopia		Mensuel	Disponible en boîtes de 6	Sphères : +6,00D à -10,00D (par étapes de 0,25D) Additions : Faible : +0,75D à +1,50D Elevée : +1,75D à +2,50D	Courbure de base équivalente à 8,6mm	14,0mm
SofLens^{MD} Multi-Focal		Mensuel	Disponible en boîtes de 6	Sphères : +6,00D à -7,00D (par étapes de 0,25D) Additions : Faible : Progressive jusqu'à +1,50D Elevée : Progressive de +1,75D à +2,50D	8,5mm, 8,8mm	14,5mm
LENTILLES POUR ASTIGMATISME						
PureVision^{MD} 2 HD pour Astigmatisme		Mensuel	Disponible en boîtes de 6	0,00D à -6,00D (par étapes de 0,25D) -6,50D à -9,00D (par étapes de 0,50D) Puissances cylindriques : -0,75D, -1,25D, -1,75D, -2,25D Axe : 10°, 20°, 80°, 90°, 100°, 160°, 170°, 180°	Courbure de base équivalente à 8,9mm	14,5mm
SofLens^{MD} Toric		Mensuel	Disponible en boîtes de 6	-0,25D à -9,00D (pas de 0,25 D jusqu'à -6,00 D, pas de 0,50 D jusqu'à -9,00 D) Cylindre : -0,75D, -1,25D, -1,75D, -2,25D, -2,75D* Axe : intervalles de 10°, 10° à 180° *Cylindre -2,75 non disponible en puissances positives	Courbure de base équivalente à 8,5mm	14,5mm
Les lentilles journalières jetables SofLens^{MD} pour l'astigmatisme		Quotidien	Disponible en boîtes de 30 et boîtes de 90 (3 x emballage de 30)	PL à -6,00D (par étapes de 0,25D) -6,50D à -9,00D (par étapes de 0,50D) Cylindre : -0,75D, -1,25D, -1,75D Axe : 20°, 90°, 160°, 180°	Courbure de base équivalente à 8,6mm	14,2mm

Demandez à votre représentant des ventes à propos de Bausch + Lomb Essentiels et Enfin Libre aujourd'hui!



Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle de Bausch + Lomb au 1 800 686-0002

MD/MC sont des marques de commerce de Bausch + Lomb Corporation ou de ses filiales. Bausch + Lomb Corporation, Vaughan (Ontario) L4K 4B4
© 2023 Bausch + Lomb Corporation TPI9826

BAUSCH + LOMB